

Formáld a derekadat


Rázó masszírozó

PEMF intelligens zsírégető készülék




A close-up photograph of a person's midsection. The person is wearing a black crop top and blue jeans. Their hands are pinching a roll of skin and fat on their right side, illustrating the concept of excess body fat. The background is plain white.

Nehéz megszabadulni
a felesleges zsírtól?



Egyszerű, ha
megtalálod a
megfelelő módszert.



Megközelítés
a zsír eloszlásának
bizonytalansága

az
meghatározott fizikai törvények alapján

A csúcstechnológia nem hagy esélyt a zsírnak

Rezgő masszírozó
PEMF okos zsírégető készülék



1. Ultrahang

Zsír
Zsírcsökkentés

2. Rezgés

Derék- és
hasizom
tónus

7. PEMF

3. Hőterápia


Testformálás
Alakformálás

6. Vörös fény

4. Masszázs

5. RF
(Rádiófrekvencia)

Zsírcsökkenés: Intelligens szonikus technológia a makacs zsír ellen



Ultrahang


Felhasználva CellBreak™ Sejtontó technológia segítségével

Pontosan a bőr alatti zsírréteget célozza meg 10-20mm (mélyen), -magas frekvenciájú rezgést

(1400000 Hz) segítségével pontosan kiváltja a rezonanciás szétválást zsírsejt-membránokat, és elősegíti azok lebomlását



Rezgés



Magas frekvenciájú (TBD) rezgések serkentik a derék és a hasizmok összehúzódását, ezáltal összenyomva a zsírsejteket.

Hőterápia



A hőenergia mélyen behatol a has szöveteibe és sejtjeibe, serkenti a vérkeringést, és felgyorsítja a zsíryanycserét.


Testformálás: Erősítsd a derekat és a hasizmokat, búcsúzz el a megereszkedett zsírtól

Masszázs




Több légpárna váltakozva gyakorol nyomást, utánozva a kézi gyúrás és masszírozás mozdulatait, így a derék és a has izmai feszesebbek, a körvonalak pedig simábbak lesznek.

RF (Rádiófrekvencia)



Nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok 3–5 mm mélyen hatolnak a bőr alá, hőt termelnek, amely serkenti a kollagén újraképződését és javítja az izmok rugalmasságát a has és derék területén.

Vörös fény



A vörös fény áthatol a bőr felszínén, felgyorsítja a salakanyagok lebomlását, halványítja a pigmentfoltokat és ráncokat, valamint javítja a striákat és sebészeti hegeket.

Erősítsd a törzsed: Egy olyan technológia, amely túlmutat a zsírégetésen, és igazi „SPA” élményt nyújt a szerveidnek.



PEMF

7,8 Hz ultraalacsony frekvenciájú PEMF kereszt-médium áthatolási technológia akár 20 cm mélységig juttatja el az energiát a biológiai szövetekbe. A sejthártya potenciáljának és a mitokondriális anyagcsere folyamatok szabályozásával jelentősen csökkenti a gyulladáskeltő faktorok kifejeződését. Célzottan enyhíti a különböző gyulladásokat, mint például a bélgyulladás, vesegyulladás, prosztatagyulladás, nőgyógyászati gyulladások, deréktáji izomfeszülés és porckorongsérv.



Rezgés / Masszázs / Hőterápia / RF rádiófrekvencia

A mikrokeringés és a sejtek vitalitásának mélyreható aktiválása: Hatékonyan eltávolítja az anyagcsere-hulladékokat, miközben csökkenti a gyulladós folyamatokat.

Az emésztőrendszer ritmikus mozgásának intelligens támogatása: Fokozza a tápanyagok hasznosulását, segíti a természetes, kényelmes működés visszaállítását, és javítja az emésztőrendszeri problémákat.

Egygombos váltás a három energiater között: Fedezd fel a tökéletes megoldást a központi egészségért



Testformáló üzemmód

7-az-1 célzott zsírégetés

(PEMF, hőterápia, ultrahang, masszázs, vibráció, RF rádiófrekvencia, vörös fény)

Funkció: Zsírégetés és alakformálás, fitness támogatás



Masszázs üzemmód

5D Mélyreható regenerálás

(PEMF, masszázs, vibráció, hőterápia, RF rádiófrekvencia)

Funkció: Erősíti a törzset és támogatja a belső szervek egészségét



Hőterápiás üzemmód


2 az 1-ben gyengéd ápolás

(PEMF, hőterápia)


Funkció: Melegen tartja a derekat, miközben támogatja a menstruációs komfortot.

Csuklóra hangolt pontosság: Kövesd nyomon minden zsírégető edzés eredményét

A Shaken Massager letisztult formavilágot és könnyen kezelhető gombokat kínál. Egyszerűen válthatsz üzemmódot vagy szabályozhatod az intenzitást, akár a főegység paneljén, akár az okosórán keresztül.



Minden funkcióhoz könnyedén hozzáférhetsz, mindössze két intuitív gombbal.



Okosóra vezérlőfelület


Beépített Bluetooth: Villámgyors Bluetooth kapcsolat, amely valós idejű használatot biztosít mozgás közben, például futásnál vagy jógán.

Teljeskörű egészségfigyelés: Beépített szenzorok követik a főbb egészségi mutatókat, mint a pulzus, véroxigén szint és alvásminőség.

Viseld szabadon, formáld alakod stílusosan


Két kijelző Irányítás a kezed ügyében

Az aktuális működési állapot élőben látható: a bal oldali kijelzőn a fokozat és az intenzitás, míg a jobb oldalon az üzemmód és a visszaszámláló jelenik meg.




Tökéletesen illeszkedik a derekadhoz

70°-120°-os mozgatható csatlakozóval finoman igazítható, 60-tól 140 cm-es derékbőséghez és 40-től 130 kg-os testsúlyhoz ideális, hajlaskor vagy forduláskor sem csúszik le.



Technológia ami az erőt és a kényelmet harmonizálja

Lágy szilikonból készült, valamint precízen öntött 304-es rozsdamentes acélporból, így tartós, jól vezeti a hőt, ellenáll a kopásnak és a korróziónak, allergiamentes, és könnyedén tisztítható alkoholos törlőkendővel.



Ajánlott azok számára



Ülő életmódot folytatóknak (deréktáji izomfeszültség enyhítésére)



Az alakformálás és fitnessz kedvelőinek



Hasi túlsúllyal küzdőknek



Szülés utáni nők számára (a striák megjelenésének javítására)



Bélrendszeri problémákkal küzdőknek



Menstruációs fájdalommal, rendszertelen vérzéssel vagy nőgyógyászati gyulladással élőknek



Prosztatagyulladásban, gyakori vagy nehézkes vizelésben szenvedők számára



Vesegyulladásban, hólyaghurutban vagy hasonló panaszokkal élőknek

Derékbőség mérése



*Derékbőség mérési útmutató:

Használjon puha mérőszalagot, amely legalább 0,1 cm pontossággal mér.

Viseljen könnyű ruházatot, álljon egyenesen, nézzon előre, és lazítsa el a hasát.

Tekerje a mérőszalagot a dereka legkeskenyebb részére (a köldöktől 1-2 cm-rel feljebb), vagy közvetlenül a köldök köré.

Figyeljen rá, hogy a mérőszalag szorosan simuljon a bőréhez, de két ujj kényelmesen beférjen alá.

Regisztrálja az eredményt a legközelebbi 0,1 cm-re kerekítve.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) haskörfogat-irányelvei:

Nemzetközi szabvány (érvényes Európára, Afrikára és más régiókra):

Kategória	Férfi	Nő
Normál	<94 cm	<80 cm
Hasi elhízás	≥94 cm	≥80 cm
Magas kockázat	≥102 cm	≥88cm

Ázsiai népességi szabvány (érvényes Kelet-Ázsiára, Délkelet-Ázsiára)

Kategória	Férfi	Nő
Normál	<90cm	<80 cm
Hasi elhízás	≥90cm	≥80 cm
Magas kockázat	≥95cm	≥90cm

P90 – Megújult erővel, Zsírégetés hatékonyabban, szinergikus módon



P90:


Statikus aerobik mozgás
Energiaforrásokat aktivál a sejteken belül
Elősegíti a teljes test zsírégetését

Shaken Massager:

Célzott hasi zsírbontás, alakformálás és
zsírégetés, valamint a has és a derék
egészségének támogatása

Naponta kétszer, legalább 4 óra elteltével használd. Ne alkalmazd egyszerre a két eszközt. Ajánlott először a Shaken Massager-t használni.

Technológiával támogatott, könnyed és kényelmes zsírégetés



Professzionális felhasználásra



Szabadidős használatra



Sporttevékenységekhez



Üzleti utakhoz

A woman with long dark hair is sitting on a light-colored sofa, reading a book. She is wearing a light-colored tank top and dark leggings. A white and green PEMF device is placed on her abdomen. The room is decorated with a painting on the wall, a lamp, and a vase with flowers on a side table.

Rázó Masszírozó

PEMF Intelligens Zsírégető Készülék

Szabadulj meg a feleslegtől, és ragyogj magabiztosan minden nap!